

Wycisk cyfrowy, czy analogowy?

Cecha	Wycisk „analogowy”	Wycisk „cyfrowy ”
Ucisk na tkankę sąsiadującą z miejscem preparacji	Tak	Nie
Dokładność przylegania	Okolo 150 μ	Okolo 30 μ m
Przeciągnięcie wycisku	Tak	Nie
Czas wykonania pracy	Okolo 2 dni	Możliwa tego samego dnia
Konieczność posiadania modelu	Zawsze	W zależności od wykonywania pracy, możliwość wydrukowania modeli sterolitograficznych
Dokładność modelu	60 μ m	10 μ m
Czas stężenia masy	W zależności od użytej masy	Brak